







レンズ外観						
名称	ReSTOR レストア	Tecnis Multifocal テクニスマルチ	Tecnis Symphony シンフォニー	Lentis レンティス	FineVision ファインビジョン	MiniWell ミニウェル
光学部 デザイン	回折型	回折型	回折型 (EDOF)	分離屈折型	回折型	プログレッシブ型
乱視矯正	有	無	無	有	有	無
レンズ度数間隔 (ジオプター)	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5
焦点の特性	遠・中間・近の選択	遠方 中間と近方を選択	遠方～中間 (連続的)	遠方・近方	遠方・中間・近方	遠方～中間 (連続的)
近見の焦点距離	30cm	30cm 40cm 50cm	66cm (焦点深度拡張)	40cm	30cm	70cm
得意な見え方と作業	新聞・読書	読書・PC作業など 選択可能	運転・PC作業	運転・読書	運転・PC作業・読書	夜間運転や中間視力重視 (見え方が一番自然)
グレア・ハローの自覚	有	有	やや少ない	有	有	ほぼ無
読書	○	○	△	◎	◎	△
PC	△	○	◎	△	◎	◎
ゴルフ	○	○	○	◎	◎	◎
夜間運転	△	△	○	△	△	◎
生産国	アメリカ (Alcon)	アメリカ (AMO)	アメリカ (AMO)	ドイツ (Oculentis)	ベルギー (Physiol)	イタリア (SIFI Metech)
先進医療	有	有	有	無	無	無